



お客様各位

マシモジャパン株式会社
代表取締役社長 真庭 徹郎

弊社パルスオキシメータのバッテリー駆動時間に関するお知らせ

拝啓

平素より弊社製品に対しまして格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
このたびの震災による停電に関し、弊社パルスオキシメータを電源供給なしにてお使いいただく場合の駆動時間についてご連絡申し上げます。

ご使用いただいております機種により、充電時間および バッテリー駆動時間に違いがございます。また、下記仕様はバッテリー新品時での仕様です。保管状況や経年使用によるバッテリーの劣化、また機器設定により、充電時間・駆動時間も異なる可能性がございます。何卒、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

Radical	充電時間	3時間	内蔵バッテリー駆動時間	最長6時間
Radical-7	充電時間	3時間	内蔵バッテリー駆動時間	最長4時間
Rad-8	充電時間	8時間	内蔵バッテリー駆動時間	最長8時間
Rad-87	充電時間	8時間	内蔵バッテリー駆動時間	最長3時間
Rad-5/5v			単三アルカリ乾電池4本	30時間超
Rad-57			単三アルカリ乾電池4本	最長10時間

以上

-当件に関する緊急お問合せ先-

マシモジャパン株式会社 代表 03-3868-5201

被災者専用 24h 対応スタッフ 岩見考貴 090-1846-5248

仲村孝之 080-1271-1109

荒木浩二 090-1846-5265