

LNOP センサデザイン変更のお知らせ  
(Low Profile (薄型デザイン) への変更)

平素は格別なるご高配を賜りありがとうございます。  
LNOP センサ構成パーツの Low Profile (薄型デザイン) への変更につきご案内いたします。  
商品番号は現行のものと同一です。在庫がなくなり次第随時出荷となります。(2014年11月下旬)

■対象製品 (従来製品と商品番号は同一です)

1001 LNOP Adt 成人用粘着式センサ                      1025 LNOP Pdt 小児用粘着式センサ

■新デザインセンサの特長

センサ受光部

- 受光部の大きい白色保護カバーが小型化され、センサに一体化されました。  
センサ受光部の突起部がなくなり、臨床現場での取り扱いが容易なシンプルなデザインです。

粘着部保護シート

- 紙製の保護シートは柔らかいビニール製のゼブラシートに変更になりました。  
目につきやすいゼブラシートはセンサからはがした後も見つけやすく、破棄しやすいのが特徴です。

個包装サイズ


- 粘着部保護シートが大きくなり剥がしやすくなりました、それに伴い個包装サイズが大きくなりました。

■変更点


	<u>現行品</u>	→	<u>新デザイン</u>
・受光部保護カバー	約 7mm の白色ケース		<u>突起部のないセンサーと一体化</u>
・粘着部保護シート	紙製		<u>ビニール製ゼブラシート</u>
・個包装サイズ	短辺 100mm x 長辺 190mm		短辺 <u>115mm</u> x 長辺 <u>202mm</u>

※製品スペック、電氣的仕様に変更はございません。

LNOP Adt



LNOP Pdt



ご不明な点は担当営業またはマシモジャパン株式会社までお問い合わせください。

マシモジャパン株式会社

TEL: 03-3868-5201