



お取引先様各位

2015年10月吉日

## Radical-7 ドッキングステーション 型番および仕様変更のお知らせ

平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
この度 Radical-7 ドッキングステーション（型番：1310）の型番および仕様が変更となりました。

<新型番> 9021

<仕様変更箇所>

外部出力：ASCII 1、IAP、SpaceLabs Flexport、IntelliBridge

冷却ファン：静音化

ファン稼働シーケンス変更（バッテリー充電時のみ駆動）

現行製品の在庫がなくなり次第の出荷開始となります（10月中旬）。

ご不明な点につきましては、担当営業またはマシモジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。

マシモジャパン株式会社

TEL : 03-3868-5201

