

新製品「マシモ EMMA™救急用カプノメータ」販売開始のご案内

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

新製品「マシモ EMMA™救急用カプノメータ」の販売を2月10日より開始いたします。

EMMA™は呼気終末二酸化炭素ガス分圧(EtCO₂)を約15秒で測定する超小型カプノメータです。

二酸化炭素ガス分圧の波形を表示します。(エアウェイアダプタは別売りです成人/小児・新生児用がございます)



測定項目

-呼気終末二酸化炭素ガス分圧 (EtCO₂)

測定範囲 0~99mmHg

-呼吸数 (RR)

測定範囲 3~150bpm

※キットにはケース、ストラップが付きます

エアウェイアダプタは別売りです

商品番号	販売名	定価 (円)
3639	マシモ EMMA™ 救急用カプノメータ キット※	¥300,000
17448	EMMA 成人 / 小児 エアウェイアダプタ (単回使用) 25個/箱	¥58,000
17449	EMMA 新生児 エアウェイアダプタ (単回使用) 10個/箱	¥58,000

販売名：マシモ EMMA 救急用カプノメータ

医療機器認証番号：第 225AABZX00199000 号

出荷開始日：2014年2月より予定

ご不明な点は担当営業またはマシモジャパン株式会社までお問い合わせください。

マシモジャパン株式会社

TEL: 03-3868-5201