

iSpO2 Android™ (Micro USB) コネクタモデル (成人・小児) 販売のお知らせ

平素より格別のご高配を賜りありがとうございます。  
タブレット端末やスマートフォンに繋げてお使いいただける「Apple 製品対応の iSpO2®」に加え、新しく「iSpO2 Android™ (Micro USB) コネクタモデル」の販売を開始いたしますのでご案内いたします。

■Google Play から アプリをダウンロードしてお使いください。  
(タブレット端末・スマートフォンは販売しておりません)




iSpO2  
Masimo Corp.  
\* This App is only for use  
with the iSpO2 pulse  
oximeter (hardware  
module).

販売名：マシモ SET iSpO2 パルスオキシメータ  
医療機器認証番号：第 225AABZX00068000 号



商品番号	商品名	GS-1 コード	対応製品	定価
9592	iSpO2 Android™ (Micro USB) コネクタモデル 成人 (体重 30Kg~)	00843997008396	Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy Note II	オープン価格
9593	iSpO2 Android™ (Micro USB) コネクタモデル 小児 (体重 10Kg~50Kg)	00843997008402	Motorola RAZR M Motorola Xoom	オープン価格

■測定項目



SpO2 (%)  
脈拍数 (bpm)  
PI (灌流指標) (%)  
脈波形と SIQ バー (測定値の質をバーの高低で表示)

SpO2(動脈血酸素飽和度)、脈拍数、PI (灌流指標) を表示します。脈波形、パルス音で、身体の状態をより深く把握できます。測定履歴は 12 時間分保存可能、データは E メールで送信できます。(csv ファイル形式)

ご不明な点は担当営業またはマシモジャパン株式会社までお問い合わせください。

マシモジャパン株式会社  
TEL: 03-3868-5201