

新しくなった Masimo 社「New Radical-7」販売のご案内

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

新たな機能が付加され、ますます使いやすくなった「New Radical-7」を9月1日より販売開始をいたしますのでご案内いたします。

現在販売中の Radical-7 は在庫を持って販売終了とさせていただきます。



販売名：Masimo Rainbow SET パルス CO オキシメータ ラディカル7

薬事承認番号：第 22200BZX00798000 号

商品番号：9500

定価：880,000 円（ハンドヘルド 650,000 円、ドッキングステーション 230,000 円）

* ドッキングステーションは従来のものをお使いいただけます



■ タッチスクリーンで簡単操作



■ カスタマイズが簡単



■ マルチパラメータ患者モニタに表示

直観的なタッチスクリーンで、指ひとつで自由に操作ができ、アラーム設定や各種設定が簡単です。患者タイプや現場に合わせた設定に、簡単にカスタマイズでき、サットシェアケーブルを用いればマルチパラメータ患者モニタに表示が可能です。

表示項目：動脈血酸素飽和度 (SpO2)、脈拍数 (PR)、灌流指標 (PI)、*脈波変動指標 (PVI)、*メトヘモグロビン濃度 (SpMet)、*カルボキシヘモグロビン濃度 (SpCO)、*トータルヘモグロビン濃度 (SpHb)、*動脈血酸素含量 (SpOC)、*呼吸数 (RRa)
*一部オプションでご注文いただけます

マシモジャパン株式会社までお問い合わせください。

本 社 TEL:03-3868-5201